

木製T字杖 固定式

木製
70kg

LBタイプ

内径 21mm

TY120-1
税込価格 440円 (本体価格 400円)
JAN : 4519856001032

注意・お願い
●短期医療用です。長時間使われる方や、体重の多くをかけられる方はアルミ製をご使用ください。

樹脂
70kg

内径 21mm

TY120-1
税込価格 440円 (本体価格 400円)
JAN : 4519856001032

樹脂
70kg

●木製でアルミ製並みの強度

内径 19mm

TY120D-1
税込価格 440円 (本体価格 400円)
JAN : 4519856001056

TY120
税込価格 1,980円 (本体価格 1,800円)

TY120LB
税込価格 2,420円 (本体価格 2,200円)

握り：木製 支柱：木製 22(φ)mm
全長：935mm 重量：約310~340g
カラー：**TY120**/生地そのままクリアラッカー仕上げ
TY120LB/茶色ニス仕上げ
JAN: 4519856001025 (**TY120**)
4519856001063 (**TY120LB**)

TY121D
税込価格 2,860円 (本体価格 2,600円)

握り：合成樹脂製
支柱：堅木茶色ニス仕上げ 22(φ)mm
全長：935mm
重量：約340~360g
カラー：茶色
JAN : 4519856001087

TY120D
税込価格 3,190円 (本体価格 2,900円)

握り：合成樹脂製
支柱：堅木材 24~20(φ)mm
全長：965mm
重量：約340~370g
カラー：握り/黒色
支柱/こげ茶色
JAN : 4519856001049

ソフトケイン

今までにない新しい握り……柔らかみのあるウレタン製の握りで体重をかけた場合の手への負担を軽減します

ウレタン
80kg

内径 18mm

TY101-1
税込価格 440円 (本体価格 400円)
JAN : 4519856000851

TY104 (ソフトケイン)
TY104WR (ワインレッド)
TY104Y (イエロー)

ウレタン
60kg

内径 15.5mm

TY102-1
税込価格 440円 (本体価格 400円)
JAN : 4519856000868

TY104A (伸縮式)

ウレタン
80kg

内径 19mm

TY104MY (小紋 都)
TY104SR (小紋 せせらぎ)

TY120D-1
税込価格 440円 (本体価格 400円)
JAN : 4519856001056

TY104MY (小紋 都)

材質：握り/ウレタン樹脂製 支柱/アルミニウム合金製

品名	品番	全長	重量	価格	JAN
ソフトケイン	TY104	930mm	約290g	税込価格 4,510円 (本体価格 4,100円)	4519856002213
ソフトケイン ワインレッド	TY104WR	930mm	約290g	税込価格 4,730円 (本体価格 4,300円)	4519856002237
ソフトケイン イエロー	TY104Y	930mm	約290g	税込価格 4,730円 (本体価格 4,300円)	4519856003647
ソフトケイン伸縮式	TY104A	735~915mm(ピッチ20mm)	約310g	税込価格 6,050円 (本体価格 5,500円)	4519856002220
ソフトケイン小紋“都”	TY104MY	930mm	約300g	税込価格 7,920円 (本体価格 7,200円)	4519856003654
ソフトケイン小紋“せせらぎ”	TY104SR	930mm	約300g	税込価格 7,920円 (本体価格 7,200円)	4519856003678

オプション

● **T字杖用バンド** (19~22φ用)

No.95-11
税込価格 330円 (本体価格 300円)
JAN : 4519856004712

● **T字杖用名前シール**

No.95-06
T字杖用名前シール
税込価格 110円 (本体価格 100円)
反射シール式で夜の外出時にも安全。(白)

ショッパアシスト

杖の展示台として最適。
T字杖・ロフトランド
クラッチ等約25種類の
杖が展示できます。

●コンパクトで場所をとらない。

杖用展示台 No.95-04

寸法：500(φ)×1200(H)mm
重量：約6kg
JAN : 4519856003470



セットした状態

T字杖などを使用される方の
希望に合わせて切断する工具
(直径3~32mmまでの
パイプを切断可能)

杖丈調節用パイプカッター No.95-05

寸法：130(L)mm
重量：約200g
JAN : 4963202012065



注意・お願い ●カーボン杖等には使用できません。